


أهمية البحث



مدروج البروتين مدروج الألبومين مدروب الألبومين مدروب الألبومين مدروب مدروب الألبومين مدروب مدروب الألبومين مدروب مدروب الألبومين مدروب مدرو

تصميم البحث


دراسة حشدية مستقبلية

مستشفيي الأسد والمواساة الجامعيين في دمشق.

الفترة الممتدة بين 2021 و2022.

100مريضاً ممن لديهم انصباب جنب نتحي حسب معايير لايت، وتمت متابعتهم بالاستقصاءات للوصول إلى تشخيص سبب الانصباب (سلي- ورمي – مرافق للإنتان الرئوي).

توزع العينة



توزع العينة حسب التشخيص

النسبة	العدد	التشخيص النهائي
15.3%	21	تدرن
2.2%	3	تشمع كبد
15.3%	21	قصور قلب
9.5%	13	قصور كلوي
19%	26	مرافق لذات الرئة
38.7%	53	ورمي
100%	137	المجموع

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	بروتين سائل الجنب
0.75	2.26	37	انصباب رشدي
1.12	4.16	100	انصباب نتحي

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	ألبومين سائل الجنب
0.47	1.08	37	انصباب رشدي
0.74	2.29	100	انصباب نتحي

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	مدروج البروتين
0.75	4.03	37	انصباب رشدي
1.03	2.34	100	انصباب نتحي

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	مدروج الألبومين
0.55	2.01	37	انصباب رشحي
0.62	1.00	100	انصباب نتحي



- AUC(with 95% CI) =0.908(0.859-0.958) \rightarrow Excellent test
- p-value=0.000<0.05

3.1 3.05

مدروج	البروتين
	O , O , O ,
08	0.9
00	0.0
3.05	3.1
81%	84%
94.6%	91.9%
07.60/	02.10/
97.6%	93.1%
C4 00/	C00/
64.8%	68%
84.7%	86.1%
5% 5% 8%	94.6 97.6 64.8



- AUC(with 95% CI) =0.881(0.824-0.938) \rightarrow good test
- p-value=0.000<0.05

1.45

3			
25		مدروج	الألبومين
200	AUC	31	0.88
1	P-value	00	0.00
1/2/2	Cut off value	1.2	1.45
1	Sensitivity	74%	82%
Kan	Specificity	91.9%	86.5%
	(PPV)	96.1%	94.3%
1	(NPV)	56.7%	64%
	Accuracy	78.8%	83.2%
1	Accuracy	/0.070	03.270



1		بروتين الجنب	ألبومين الجنب	
230	AUC	0.917	0.914	
1 70	P-value	0.000	0.000	
	Cut off value	3.15	1.65	
	Sensitivity	83%	80%	
2/3/4	Specificity	89.2%	91.9%	
	(PPV)	95.4%	96.4%	
	(NPV)	66%	63%	
1 100	Accuracy	84.7%	83.2%	
1	Accuracy	04.770	83.270	

مقارنة لتشخيص النتحي	مدروج البروتين وبروتين الجنب معاً	مدروج الألبومين وألبومين الجنب معاً
Sensitivity	89%	90%
Specificity	86.5%	83.8%
(PPV)	94.7%	93.8%
(NPV)	74.4%	75.6%
Accuracy	88.3%	88.3%



أولاً: حالات معيّنة فقط من انصباب الجنب النتحى.

ثانياً المعالجة بالمدرّات

التوصيات

1. نوصي باستخدام مدروج البروتين ومدروج الألبومين في تقييم مرضى انصباب الجنب وذلك عند قيم حديّة 3.1غ/دل و 1.45غ/دل.

2. استخدام مدروج البروتين وبروتين سائل الجنب، مدروج الألبومين وألبومين سائل الجنب، مدروج الألبومين وألبومين سائل الجنب معاً لزيادة حساسية التشخيص.

3. اجراء دراسات محليّة أوسع.



Thank you for listening



Dr. Raghda Rustom